



移動式スマートリフトバス ER-200

# エリーゼ・ロス

寝浴の新しい可能性

運べて、


安心、

コンパクト。



 **METOS**  
「人」の「心」と「体」をあたためる

## 外観図



## 仕様／ER-200

外形寸法	L2010×W680(712 シャワー部)×H650~965mm
浴槽内寸法	L1824×W576×D327mm(最深部)
担架面	高さ545~850mm
実使用湯量	約158L(入浴者60kgにての目安)
重量	約135kg(満水時360kg)
入浴者最大重量	約80kg
電源	DC24V(バッテリー仕様)
駆動方式	独立2段昇降式電動アクチュエーター
昇降回数	バッテリー1回満充電あたり約34回 (入浴者80kg実水量での目安)
移動性能	直進初動操作力約3.5kg、旋回初動操作力約3.8kg(最大負荷時)
キャスター	φ125mm(4輪ブレーキ集中ロック方式)
排水	大口径50A排水(樹脂フレキホース)
付帯機能	移動用大型キャスター、ツインアクション、自動リクライニング機能、非保持型スイッチ(スイッチON時のみ動作)、バッテリー、バッテリー充電器、バッテリー残量計、停電時緊急降下ボタン、やわらかマットベッド、ヘッドレスト(スライド調整式)、安全ベルト、シャワーフック、体重別節水ライン、排水ホース(2m)

価格 **¥3,900,000** ※価格は税別本体価格です。  
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

入浴も洗体も、これひとつ。省スペースで安心の寝浴を実現。

● 図示について  
 : マットベッドの形    : マットベッドの動き    : 浴槽の動き

### 移乗

浴槽の高さを車椅子やベッドに合わせられ、移乗が容易です。

### 入浴

マットベッドのリクライニングにより身体がお湯の中へ。

### 洗体

お湯からあがった状態で身体を洗えます。



## 取扱店

## 定期点検のご案内

エリーゼ・ロスを末永く安全にお使いいただくために分解清掃などの保守点検契約(有料)が必要です。保守点検契約については取扱店またはメトス各営業所へご連絡ください。

## 安全に関するご注意

- 使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。



〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1 築地 616ビル  
TEL 03-3542-0333 FAX 03-3542-6765 ホームページ <http://metos.co.jp>

昭和飛行機グループ  
株式会社 **メトス**

- 札幌営業所
- 仙台営業所
- 東京営業所
- 名古屋営業所
- 大阪営業所
- 福岡営業所

- 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東7丁目 ノースシティ大通ビル
- 〒981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央 1-7-5 八乙女オフィスビル
- 〒104-0045 東京都中央区築地 6-16-1 築地 616ビル
- 〒465-0004 愛知県名古屋市名東区香南 2丁目 1309-1
- 〒550-0004 大阪府大阪市西区鞠本町 1-6-6 大阪華東ビル
- 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町 16-26

- TEL 011-272-3201
- TEL 022-771-5242
- TEL 03-3542-3455
- TEL 052-769-6144
- TEL 06-4803-0168
- TEL 092-471-5801